



# INSTRUCTIONS POUR LES Seringues autobloquantes

## INDICATIONS D'UTILISATION

Les seringues autobloquantes sont spécialement conçues pour l'injection de médicaments dans le corps humain.

### Structure et propriétés principales

- Ce produit est composé d'un cylindre, d'un piston, d'un piston et d'une aiguille.
- La seringue est dotée d'une fonction de désactivation automatique, et elle se déclenche lorsque le piston est poussé jusqu'au fond du cylindre.
- Le cylindre doit être propre et suffisamment transparent pour être facilement observé.
- Le baril et le piston s'accordent bien et ont une bonne propriété de glissement, ce qui les rend faciles à utiliser.
- Le piston est facile à manipuler et à utiliser.

### SPÉCIFICATION

- TKADS01 : 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02 : 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Taille de l'aiguille : 18G à 30G

### UTILISATION

- Tout d'abord, vérifiez la période de validité et l'intégralité de l'emballage avant de l'utiliser ;
- Déchirer l'emballage au niveau de la partie coupée et sortir la seringue avec l'aiguille ;
- Poussez et tirez le piston jusqu'à ce qu'il soit bien lubrifié ;
- Raccordez la seringue à l'aiguille en serrant bien ;
- Retirez le capuchon de protection de l'aiguille, puis procédez à la manipulation stérile requise.

### PRÉCAUTIONS

- L'aiguille est dirigée vers le haut et expulse tout l'air contenu dans le cylindre de la seringue, au cas où de l'air serait injecté dans le corps humain.
- La seringue doit être stérile et apyrogène avant l'ouverture de l'emballage.
- Sa période de validité est de cinq ans. Ne pas utiliser si la date de validité est dépassée.

### AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé, si le capuchon de protection est détaché ou si des corps étrangers sont présents.
- Il doit être utilisé par une personne spécialement formée, et la peau doit être correctement stérilisée.
- Les produits ne peuvent pas être réutilisés, l'utilisation répétée peut provoquer des infections croisées, voire des maladies graves, comme l'hépatite, le VIH et d'autres maladies infectieuses.

### STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans des conditions où l'humidité relative est inférieure à 80%, il doit également être exempt de gaz corrosifs, frais, sec, bien ventilé et propre.

### SYMBOLES

|                                    |                                                                        |                                |                   |                     |                                      |                                              |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| UDI                                | Identifiant unique du dispositif                                       | LOT                            | Code de lot       | REF                 | Numéro de catalogue                  | Attention                                    | Stérilisé à l'oxyde d'éthylène |
| Date de fabrication                | Fabricant                                                              | Prévention de la réutilisation | Ne pas réutiliser | Ne pas restériliser | Fragile, à manipuler avec précaution | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |                                |
| Dispositif médical                 | Date limite d'utilisation                                              | Non pyrogène                   | Par ici, en haut  |                     |                                      |                                              |                                |
| Conserver à l'abri du soleil       | Conserver au sec                                                       |                                |                   |                     |                                      |                                              |                                |
| Système de barrière stérile unique | Système de barrière stérile simple avec emballage protecteur extérieur |                                |                   |                     |                                      |                                              |                                |
|                                    |                                                                        |                                |                   |                     |                                      |                                              | REV. :A/0 DATE : 08-03-2022    |