



INSTRUCȚIUNI PENTRU seringile cu dezactivare automată

INDICAȚII DE UTILIZARE

Seringile cu dezactivare automată sunt special concepute ca instrument pentru injectarea medicamentelor în corpul uman. Funcția de dezactivare automată se activează automat la administrarea dozei preconizate pentru a preveni reutilizarea ulterioară a seringii.

Grupul sau grupurile țintă de pacienți: întreaga populație.

Structura principală și proprietățile

- Produsul se compune din tub, plonjor, piston și ac.
- Seringa beneficiază de funcția de dezactivare automată și va funcționa când plonjorul este împins complet până la partea inferioară a tubului.
- Tubul trebuie să fie curat și suficient de transparent pentru observarea ușoară.
- Tubul și pistonul se potrivesc bine și cel din urmă are o bună proprietate de glisare, fiind ușor de utilizat.
- Plonjorul este convenabil de manipulat și utilizat.
- Beneficii clinice preconizate: livrare inteligentă și precisă a medicamentelor la cerere; reducerea reacțiilor adverse sistemice, cum ar fi roșeața, durerea, umflarea; risc redus de leziuni ale acului.
- Caracteristici de performanță: Injectarea dozei de precizie, Evitați utilizarea secundară și contaminarea încrucișată.

SPECIFICAȚII

- TKADS01: 1 ml, 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml.
- TKADS02: 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml.
- Dimensiune ac: De la 18G la 30G

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți pachetul la partea tăiată și scoateți seringă cu acul;
- Împingeți și scoateți plonjorul până când este bine lubrifiat;
- Conectați strâns seringă cu acul;
- Scoateți capacul protector al acului, apoi realizați cele necesare conform cerințelor de manipulare sterilă.

PRECAUȚII

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tubul seringii, în cazul în care există aer care poate fi injectat în corpul uman.
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogenic înaintea deschiderii ambalajului.
- Perioada maximă de valabilitate este de cinci ani. Nu utilizați dispozitivul dacă este expirat.

AVERTISMENTE

- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găsesc corpuri străine.
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect.
- Produsele nu pot fi reutilizate, deoarece utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80%, temperaturile variază de la -10 la 40°C.

SIMBOLURI

 Identificator unic al dispozitivului	 Cod lot	 Număr de catalog	 Atenție	 Sterilizat prin folosirea de oxid de etilenă	
 Dată de fabricație	 Producător	 ① Prevenție reutilizare	 A nu se refolosi	 A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat	
 Dispozitiv medical	 A se folosi până la data de	 ② A nu se resteriliza	 Fragil, a se manipula cu grijă	 Limita temperaturii	 2862
 A se ține departe de lumina soarelui	 A se păstra uscat	 Apyrogen	 Cu partea aceasta în sus	 Limitarea umidității	
 Sistem unic de barieră sterilă		 Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară		REV.: B/0 DATA: 2023-06-30	