

ИНСТРУКЦИИ ЗА Спринцовки с автоматично изключване

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Спринцовките за автоматично изключване са специално проектирани като инструмент за инжектиране на лекарство в човешкото тяло. Автоматично изключване функцията автоматично се активира при прилагане на предвидената доза, за да се предотврати последващо повторна употреба на спринцовката.

Целева група или групи пациенти: Цялата популация.

Основна структура и свойства

-Този продукт се състои от цев, бутало, помпа и игла.

-Спринцовката има функция за автоматично изключване и ще се задейства, когато буталото се натисне напълно до дъното на цевта.

-Тази цев трябва да бъде чиста и достатъчно прозрачна, за да се наблюдава лесно.

-Цевта и буталото съвпадат добре и имат добро свойство да се плъзгат, могат да се използват лесно.

-Очаквани клинични ползи: интелигентна и прецизна доставка на лекарства при поискване;

намалени системни странични ефекти като зачервяване, болка, подуване; намален риск от наранявания с игла.

-Характеристики на производителността: Прецизно инжектиране на доза, Избягвайте вторична употреба и кръстосано замърсяване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

-TKADS01: 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.

-TKADS02: 2ml, 2.5ml, 3ml, 5ml, 10ml.

-Размер на иглата: от 18G до 30G

ИЗПОЛЗВАНЕ

-Първо, проверете срока на валидност и цялостта на опаковката, преди да я използвате;

-Разкъсайте опаковката в отрязаната част и извадете спринцовката с иглата:

- Натиснете и издърпайте буталото, докато се смаже добре:

-Свържете спринцовката с иглата плътно:

-Отстранете предпазната капачка на иглата, след което направете стерилна манипулация според изискванията.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

-Иглата се издига нагоре и изхвърля целия въздух в цилиндъра на спринцовката, в случай че въздухът се инжектира в човешкото тяло.

-Преди отваряне на опаковката тя трябва да е стерилна и непирогенна.

-Срокът на валидност е пет години. Не използвайте, ако срокът му на годност е изтекъл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, или са открити чужди тела.

-Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана.

-Продуктите не могат да се използват повторно, повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания, като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, че относителната влажност е по-малка от 80%, температурата варира от -10 до 40 °C.

СИМВОЛИ

Уникален идентификатор на устройството	Код на партидата	Каталоген номер	Caution		Стерилизирано с етиленов оксид	
Дата на производство	Производител	Предотвратяване на ползването	Do not re-use	Не използвайте, ако опаковката е повредена		
Медицинско изделие	Дата на годност	Да не се рестерилизира	Fragile, handle with care	Температурна граница		
Да се пази от слънчева светлина	Поддържайте сух	Не е пирогенно	This way up	Ограничаване на влагата		CE 2862
Единична стерилна барьерна система	СТЕРИЛЕН	Консултирайте се с инструкциите за употреба		REF.: C/O DATA: 2025-05-30		